


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/2-propanol-do-hplc-67-63-0-p-99068.html>

2-propanol do HPLC [67-63-0]

Cena brutto	699,62 zł
Cena netto	568,80 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-10-361090
Producent	AppliChem
Numer WE	200-661-7
Masa cząsteczkowa	60.10 g/mol
Wzór sumaryczny	CH3CHOHCH3
Numer CAS	67-63-0

Opis produktu

Minimalna zawartość (G.C.): **99,9%**Gęstość 20/4: **0,784-0,786**

Maksymalny limit zanieczyszczeń

Barwa APHA: **10**Kwasowość: **0,0001 meq/g**Zasadowość: **0,0001 meq/g**Substancje nietlotne: **0,0003 %**Woda (H2O): **0,05 %**Widmo UV (komora 1 cm; odniesienie: **woda**):Przepuszczalność przy 207 (odcięcie) nm: **≥10%**Przepuszczalność przy 217 nm: **≥50%**Przepuszczalność przy 232 nm: **≥80%**Przepuszczalność przy 242 nm: **≥90%**Przepuszczalność przy 250 nm: **≥95%**Przepuszczalność przy 260-400 nm: **≥98%**

Dane istotne w HPLC:

Polarność Rohrschneidera: **3,9**Wartość eluotropowa e° (Al2O3): **0,82**Rozpuszczalnik H2O w rozpuszczalniku w temperaturze 20°C: **mieszalny**

W przypadku zadań krytycznych należy przepłukać azotem.


Produkt mikrofiltrowany (0,2 µm) i butelkowany w atmosferze azotu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1L , 2.5L

Bezpieczeństwo

Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Piktogramy	

	
Zwroty H i EUH	Wysoco łatwopalna ciecz i pary, Działa drażniąco na oczy, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
Zwroty P	Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym, Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem], W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
UN	1219
Klasa/PG	3/II