

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/aldehyd-pachnotki-2111753-p-26008.html>

## Aldehyd pachnotki [2111-75-3]



Numer katalogowy	<b>PA-15-0106</b>
Producent	<b>Pol-Aura</b>
Tłumaczenie [ENG]	<b>Perilla aldehyde</b>
Synonimy	<b>Dihydro cuminyl aldehyde</b>
Wzór sumaryczny	<b>C10H14O</b>
Numer CAS	<b>2111-75-3</b>
Numer FEMA	<b>3557</b>
Numer WE	<b>218-302-8</b>

### Opis produktu

Aldehyd o wzorze cząsteczkowym C10H14O, występuje w naturze i ma zapach zielony, ziołowy, miętowy, kminek.

Czystość:	min. 80%
Rotacja optyczna	-129,0 do -120,0
Współczynnik załamania światła przy 20 °C	0,961 - 0,976
Ciężar właściwy przy 20 °C	0,978 - 0,988
Punkt zapłonu °C:	93 ° C
Okres przydatności do spożycia (miesiące):	12
Zalecenia dotyczące przechowywania:	Zamknięte pojemniki w chłodnym, ciemnym miejscu. Sprawdź jakość przed użyciem

Stan naturalny  
Organoleptic Descriptors  
Typowe aplikacje:

Syntetyczne  
słodki, świeży, zielony, ziołowy, trawiasty, miętowy, kminek  
grejpfrut, jabłko, jeżyna, cytrusy, limonka, herbata, mięta  
pieprzowa, mięta zielona  
Bładozółty do żółtego płyn  
tak  
tak

Wygląd:  
Koszerne:  
Halal:

### Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	UWAGA
Zwroty H	Działa drażniąco na skórę., Może powodować reakcję alergiczną skóry., Działa drażniąco na oczy.
Zwroty P	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać

	wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać., Zastosować określone leczenie (patrz informacje na etykiecie)., W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem., Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.
Zwroty EUH	nie dotyczy