


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/bromek-2-pirydylocynku-0-5-m-roztwor-w-thf-acroseal-218777-23-2-p-24678.html>



## Bromek 2-pirydylocynku, 0,5 M roztwór w THF, AcroSeal® [218777-23-2]

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena brutto       | <b>1 391,41 zł</b>  |
| Cena netto        | <b>1 131,23 zł</b>  |
| Dostępność        | <b>magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej</b>      |
| Czas wysyłki      | <b>10-14 dni roboczych</b>                                    |
| Numer katalogowy  | <b>PA-07-43363</b>  |
| Producent         | <b>Thermo Fisher (Acros Organics)</b>                         |
| Masa cząsteczkowa | <b>223.38</b>   |
| Tłumaczenie [ENG] | <b>2-Pyridylzinc bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal®</b> |
| Wzór sumaryczny   | <b>C5 H4 Br N Zn</b>  |
| Numer CAS         | <b>218777-23-2</b>  |

### Opis produktu

Specyfikacje  
Wygląd (kolor) **Ciemnozielony do brązowego do czarnego**  
Wygląd (forma) **Roztwór**  
Kompleksometryczny miareczkowanie **0,45 do 0,65 M**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opak.:** 50 ml

### Bezpieczeństwo

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Piktogramy |                   |
| Hasło      | Niebezpieczeństwo |

|            |  |
|------------|--|
| Zwroty H   | Działa szkodliwie po połknięciu; Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; Podejrzewa się, że powoduje raka   |
| Zwroty P   | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:; Wypłukać usta; NIE wywoływać wymiotów; W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):; Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież; Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:; Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut; Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie; Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. |
| Zwroty EUH | EUH019 - May form explosive peroxides  |
| Uwagi      | nie dotyczy  |