

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/bromek-miedzi-98-0-7789-45-9-p-47759.html>



Bromek miedzi(ii). 98.0% [7789-45-9]


Cena brutto	443,43 zł
Cena netto	360,51 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-04-C2389
Producent	TCI CHEMICALS
Synonimy	Bromek miedziowy
Czystość	98.0% (T)
Stan fizyczny (20 st.C)	Ciało stałe
Numer MDL	MFCD00010970
Masa cząsteczkowa	223,35
Wzór sumaryczny	CuBr2
Numer CAS	7789-45-9

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ opak.: 25G , 500G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu. H410: Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki. H290: Może działać żrąco na metale.
Zwroty P	P501: Zawartość/pojemnik przekazać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P260: Nie wdychać pyłów ani mgieł. P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. P234 : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

	<p>P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280 : Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P390 : Zebrać rozlany produkt, aby zapobiec uszkodzeniom materialnym. P391 : Zebrać rozlany produkt. P303 + P361 + P353 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjęć całą zanieczyszczoną odzież. Przepłukać skórę wodą/pod prysznicem. P301 + P330 + P331 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Przepłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P363 : Przed ponownym użyciem wyprać zanieczyszczoną odzież. P301 + P312 + P330 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W razie złego samopoczucia skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem. Wypłukać usta. P304 + P340 + P310 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. Natychmiast skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem. P305 + P351 + P338 + P310 : W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, należy je zdjęć, jeśli jest to możliwe i łatwe do wykonania. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem. P406 : Przechowywać w pojemniku odpornym na działanie substancji żrących, z odporną wyściółką wewnętrzną. P405 : Przechowywać pod zamknięciem.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy
Numer UN	UN3260
RID/ADR	8, II