

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/hydrat-azotanu-iterbu-99-9-reo-35725-34-9-p-70336.html>



Hydrat azotanu iterbu 99,9% (REO) [35725-34-9]

Cena brutto	530,13 zł
Cena netto	431,00 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-21-6551-L
Producent	Pol-Aura

Opis produktu

Hydrat azotanu iterbu 99,9% (REO) [35725-34-9] to substancja chemiczna stosowana w laboratoriach do różnorodnych celów, takich jak analizy chemiczne, badania naukowe czy synteza związków chemicznych. Jest to bardzo czysty hydrat azotanu iterbu, który charakteryzuje się wysoką jakością i precyzją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar opak.: 100G , 25G , 50G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	Może intensyfikować pożar; utleniacz., Działa drażniąco na skórę., Działa drażniąco na oczy., Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić., Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych., Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Dokładnie umyć ręce po użyciu., Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy., W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania., W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.,

	<p>W przypadku złego samopoczucia należy uzyskać pomoc medyczną., Zastosować określone leczenie (patrz informacje na etykiecie)., W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza., Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem., W przypadku pożaru: użyć... do gaszenia., Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty., Przechowywać pod zamknięciem., Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy