


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/kwas-siarkowy-90-91-wedlug-gerbera-do-analizy-7664-93-9-p-98338.html>

Kwas siarkowy 90-91% według Gerbera do analizy [7664-93-9]

Cena brutto	360,14 zł
Cena netto	292,80 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-10-121010
Producent	AppliChem
Numer CAS	7664-93-9
Numer WE	231-639-5
Masa cząsteczkowa	98.08 g/mol
Wzór sumaryczny	H2SO4

Opis produktu

Oznaczenie (kwasowość): **90-91 %**Gęstość 20/4: **1,815-1,821**Przydatność: **do oznaczania zawartości tłuszczu, zgodnie z metodą Gerbera: test pozytywny**

Maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczeń

Azotany (NO3): **0,00005%**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 1L , 2.5L , 5L

Bezpieczeństwo

Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Piktogramy	
Zwroty H i EUH	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Zwroty P	Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Dokładnie umyć ... po użyciu, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem], Zawartość/pojemnik usuwać do..., W PRZYPADKU DOSTANIA

	SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem., Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie), Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie, Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem, Przechowywać pod zamknięciem
UN	1830
Klasa/PG	8/II