



MRS Broth, pożywka sypka

Cena brutto	245,58 zł
Cena netto	199,66 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-24-CM0359B
Producent	Oxoid (Thermo Scientific)

Opis produktu

PANI BROTH (DE MAN, ROGOSA, SHARPE)

Kod: CM0359

Nieselektywne podłoże do obfitego wzrostu „bakterii kwasu mlekowego”.

Typowa formuła * gm / litr

Pepton **10,0**

Proszek „Lab-Lemco” **8.0**

Ekstrakt drożdżowy **4.0**

Glukoza **20,0**

Mono-oleinian sorbitanu **1 ml**

Wodorofosforan dipotasowy **2.0**

Octan sodu 3H₂O **5.0**

Cytrynian triamonu **2.0**

Siarczan magnezu 7H₂O **0.2**

Siarczan manganu 4H₂O **0,05**

pH 6,2 ± 0,2 @ 25 ° C

* Dostosowane zgodnie z wymaganiami w celu spełnienia standardów wydajności

Sposób użycia

Dodaj 52 g do 1 litra wody destylowanej w temperaturze około 60 ° C. Mieszaj aż do całkowitego rozpuszczenia. Wlać do końcowych pojemników i sterylizować w autoklawie w 121 ° C przez 15 minut.

Opis

Bulion MRS może być stosowany do testów w identyfikacji bakterii mlekowych, takich jak zależność od temperatury, wzrost w 4% NaCl, wzrost w 0,4% Teepolu itp., Zgodnie z zaleceniami Sharpe, Fryer i Smith1.

Warunki przechowywania i okres ważności

Przechowywać odwodnione podłoże w temperaturze 10-30 ° C i użyć przed datą ważności na etykiecie.

Przygotowane podłoże przechowuj w temperaturze 2-8 ° C.

Wygląd

Medium odwodnione: Ciemny słomiany proszek

Przygotowane podłoże: roztwór w kolorze bursztynu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 500 g

Bezpieczeństwo

Piktogramy	nie dotyczy
Hasło	nie dotyczy
Zwroty H	nie dotyczy
Zwroty P	nie dotyczy
Zwroty EUH	nie dotyczy