


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/wodoronadtlenek-tert-butylu-70-roztwor-w-wodzie-75-91-2-p-16091.html>



Wodoronadtlenek tert-butylu, 70% roztwór w wodzie [75-91-2]

Cena brutto	164,46 zł
Cena netto	133,71 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-07-18034
Producent	Thermo Fisher (Acros Organics)
Masa cząsteczkowa	90.12
Tłumaczenie [ENG]	tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Wzór sumaryczny	C₄ H₁₀ O₂
Numer CAS	75-91-2
Synonimy	TBHP, Trigonox® A

Opis produktu


Specyfikacje
Miareczkowanie jodometryczne **68,5 do 71,0 %**
Skala barwowa =
Wygląd (forma) Przezroczysty roztwór

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 2,5 kg , 5 g , 250 g , 500 g , 10 kg

Bezpieczeństwo

Piktogramy	<p>The image displays three hazard pictograms within a red diamond border. From left to right: a flame (indicating flammable), a skull and crossbones (indicating acute toxicity), and a silhouette of a person with a starburst on their chest (indicating health hazard).</p>
------------	---

	
Hasło	Niebezpieczeństwo
Zwroty H	Działa szkodliwie po połknięciu; Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; Działa toksycznie w następstwie wdychania; Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; Może powodować reakcję alergiczną skóry; Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne ; Podejrzewa się, że powoduje raka ; Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; W PRZYPADKU POŁKNIECIA:; Wypłukać usta; NIE wywoływać wymiotów; W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):; Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież; Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:; Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut; Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie; Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.
Zwroty EUH	nie dotyczy
Uwagi	nie dotyczy