


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/izotiocyanian-m-tolilu-98-0-621-30-7-p-57269.html>

Izotiocyanian m-tolilu 98.0% [621-30-7]

Cena brutto	768,45 zł
Cena netto	624,76 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	4-6 tyg.
Numer katalogowy	PA-04-I0459
Producent	TCI CHEMICALS
Czystość	98.0% (GC / T)
Stan fizyczny (20 st.C)	Płyn
Numer MDL	MFCD00004807
Masa cząsteczkowa	149,21
Wzór sumaryczny	C8H7NS
Numer CAS	621-30-7
Synonimy	Ester m-tolilowy kwasu izotiocyanowego

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ opak.: 25G , 5G

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty H	H301 + H331 : Działa toksycznie po połknięciu lub wdychaniu. H315 : Działa drażniąco na skórę. H319 : Działa drażniąco na oczy. H335 : Może działać drażniąco na drogi oddechowe.
Zwroty P	P501: Zawartość/pojemnik należy utylizować w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów. P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgiełki/oparów/aerozolu. P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu. P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

	<p>P264 : Po użyciu dokładnie umyć skórę. P280 : Nosić rękawice ochronne/okulary ochronne/ochronę twarzy. P337 + P313 : W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu: zasięgnąć porady lekarza/zwrócić się o pomoc medyczną. P305 + P351 + P338 : W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to zrobić łatwo. Kontynuować płukanie. P302 + P352 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zmyć dużą ilością wody z mydłem. P332 + P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/pomocy lekarza. P362 : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. P301 + P310 + P330 : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wypłukać usta. P304 + P340 + P311 : W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortowe warunki do oddychania. Skontaktować się z OTRUCIENIOWYM CENTRUM/lekarzem. P403 + P233 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 : Przechowywać pod zamknięciem.</p>
Zwroty EUH	nie dotyczy
Numer UN	UN2810
RID/ADR	8, II