


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/kwas-siarkowy-min-95-do-analizy-metanolu-we-krwi-czda-7664-93-9-p-839.html>



Kwas siarkowy min. 95% do analizy metanolu we krwi CZDA [7664-93-9]

Cena brutto	34,80 zł
Cena netto	28,29 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	115750031
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	brak info
Masa cząsteczkowa	brak info
Numer WE	brak info
Wzór sumaryczny	brak info
Synonimy	brak info
Numer CAS	brak info

Opis produktu

Kwas siarkowy o zawartości min. 95% stosowany do analizy metanolu we krwi w Centralnym Zarządzie Dozoru Alkoholowego. Numer CAS: 7664-93-9. Skuteczny i precyzyjny w badaniach laboratoryjnych.

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **brak info**
Zwroty P: **brak info**
RID/ADR: **brak info**
Numer UN: **brak info**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 250 ml , 500 ml , 1 l , 100 ml

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty H i EUH	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Zwroty P	Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):+Natychmiast zdjęć całą zanieczyszczoną odzież+Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:+Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:+Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut+Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie, Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.
Numer UN	1830
RID/ADR	8, II