



Lab-Lemco Agar, pożywka sypka

Cena brutto	652,42 zł
Cena netto	530,42 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-24-CM0017B
Producent	Oxoid (Thermo Scientific)

Opis produktu

AGAR „LAB-LEMCO”

Kod: CM0017

Agar odżywczy, do ogólnego zastosowania bakteriologicznego, może być stosowany jako podstawa do pożywek selektywnych, różnicowych lub wzbogaconych.

Typowa formuła * gm / litr

Proszek „Lab-Lemco” **3.0**

Pepton **5.0**

Agar **15,0**

pH 7,4 ± 0,2 w 25 ° C

* Dostosowane zgodnie z wymaganiami w celu spełnienia standardów wydajności

Sposób użycia

Zawiesić 23 g w 1 litrze wody destylowanej. Doprowadzić do wrzenia, aby całkowicie się rozpuściły. Sterylizuj w autoklawie w 121 ° C przez 15 minut.

Opis

Agar „Lab-Lemco” jest medium ogólnego zastosowania stosowanym do badania wody i produktów mlecznych^{1,2}.

Ł jest stosowany jako agar odżywczy z ekstraktem mięsnym do ogólnej bakteriologii i do przechowywania kultur podstawowych. Brak chlorku sodu w preparacie zapobiega tworzeniu się przez rój kolonii przez *Proteus mirabilis*.

W przypadku stosowania jako podłoża podstawowego można dodawać inne substancje w celu wytworzenia środków selektywnych, różnicowych lub wzbogaconych.

Warunki przechowywania i okres ważności

Przechowywać odwodnione podłoże w temperaturze 10–30 ° C i użyć przed datą ważności na etykiecie.

Przygotowane płytki przechowuj w temperaturze 2–8 ° C.

Wygląd

Medium odwodnione: słoje, sypki proszek

Przygotowane medium: żel w kolorze słomy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 500 g

Bezpieczeństwo

Piktogramy	nie dotyczy
Hasło	nie dotyczy
Zwroty H	nie dotyczy
Zwroty P	nie dotyczy
Zwroty EUH	nie dotyczy